


# SARS-CoV-2

## Antigén gyorseszteszt készlet

(Colloidal Gold Immunochromatography)



**SARS-CoV-2**  
Antigén gyorseszteszt készlet  
(Colloidal Gold Immunochromatography)

- Nem invazív
- Egyszerű használat
- Kényelmes, más eszközt nem igényel
- Gyors, 15 percen belüli eredmény
- Stabil, nagy pontosságú
- Olcsó, költséghatékony



Kórház



Vizsgálati hely



Reptér



Állomás



Hotel




Vállalat




Tömeges szűrés




## Instrukciók




1. Lépés: Használjon tampont a minta összegyűjtéséhez.



2. Lépés: Csepegtessen 5 csepp puffert az A nyílásba.



3. Lépés: Helyezze a mintát a B nyíláson keresztül egészen az A nyílásig. Forgassa el a mintát az óramutató járásával megegyező irányba és az óramutató járásával ellentétes irányba és ismételje meg ezt a műveletet kétszer.




4. Lépés: Húzza le a ragasztót, hajtsa rá a bal oldalt, és várjon 15 percet.



## Eredményértelmezés


Pozitív

(+)







Negatív

(-)



Érvénytelen




A terméket orvosoknak vagy orvosi felügyelettel kell használni.

# SARS-CoV-2

## Antigén gyorseszteszt készlet

(Colloidal Gold Immunochromatography)



# SARS-CoV-2

## Antigén gyorseszteszt készlet

(Colloidal Gold Immunochromatography)

